

Fact Sheet


WILamed CozyLine und CozyTube

Für einen „cozy“ Schlaf während der PAP-Therapie^{1,2,3}




OPTIMALE HEIZUNG

Verhindert Kondensation („Rainout“) durch gleichmäßige Wärmeverteilung mittels eingebettetem Heizdraht.




AIR FLOW

Gewährleistet ungehinderten Luftstrom durch ein glattes Schlauchlumen und einen verdeckten Heizdraht.*




SICHTBARKEIT

Der transparente Schlauch ermöglicht die Inspektion des Schlauchinneren.



VERBINDUNG

Unabhängig von der Stromquelle des PAP-Geräts dank des mitgelieferten Netzteils.**



FLEXIBILITÄT

Erhöht die Mobilität des Patienten durch flexible Materialien und ein spiralförmiges Design.



Wiederverwendbar



Erhältlich in den Durchmessern 15 mm und 19 mm

References: (1) Chou, M. S. H., Ting, N. C. H., El-Turk, N., Harrington, Z., & Dobler, C. C. (2021). Treatment burden experienced by patients with obstructive sleep apnoea using continuous positive airway pressure therapy. PloS one, 16(6), e0252915. (2) Sarver, A. (2023, April 28). CPAP Humidification. SleepApnea.org. <https://www.sleepapnea.org/cpap/cpap-humidification/>. (3) O'Brien, D. T., Knowles, S., Candelario, D. M., Robinson, M. R., & Chowdhuri, S. (2016). How to Make Your Patient With Sleep Apnea a Super User of Positive Airway Pressure Therapy. Federal Practitioner, 33(3), 14–22.

*Informationen zu Durchflussraten und Strömungswiderständen auf Anfrage erhältlich.

**Verfügbar mit CozyLine



WILamed GmbH

Aurachhöhe 5-7 • 91126 Kammerstein, Deutschland
☎ +49(0)9178 99 69 99-0 • 📠 +49(0)9178 99 67 78
E-Mail: info@wilamed.com • URL: www.wilamed.com