



Nur zwei Starter-Pakete

AirFit P30i Starter-Paket Small (63866)

Inhalt des Pakets:

- AirFit P30i Small-Rahmen
- Kopfband
- Maskenkissen: S, M



AirFit P30i Starter-Paket Standard (63865)

Inhalt des Pakets:

- AirFit P30i Standard-Rahmen
- Kopfband
- Maskenkissen: S, M



Maskenrahmen
63840 (STD)
63841 (SML)

P30i Nasenpolsterkissen
63863 (L)
63862 (M)
63861 (S)

Kniestück
63842

Kopfband
63814



Für alle, die vertraute Schlafgewohnheiten nicht aufgeben wollen.

Freiheit für Bewegung

Die AirFit™ P30i von ResMed lässt Ihnen die Freiheit, Ihre Schlafposition beliebig zu wählen und in der Nähe Ihres Partners zu schlafen.

Besondere Merkmale des minimalistischen Designs sind der praktisch nach oben geführte Schlauch und ein bequemes, besonders leises Nasenpolsterkissen. Der sich nahezu selbst anpassende Maskenrahmen sorgt die ganze Nacht lang für stabilen Sitz.^{1,2}



¹ ResMed external 7-day clinical study of 24 ResMed and non-ResMed patients, conducted between 21/02/2018 - 12/03/2018. Data on file; ID A4320645.
² ResMed external 14-day clinical study of 23 ResMed patients, conducted between 30/05/2018 - 22/06/2018. Data on file; ID A4387859.
³ Sound power level of 21 dBA - AirFit P30i user guide, ResMed Ltd 2018. ID A4461185.

Schlafen Sie so, wie Sie wollen

Die AirFit P30i Maske gibt Ihnen die Freiheit, in einer beliebigen Position zu schlafen. Das diskrete, minimalistische Design zeichnet sich durch einen praktischen, nach oben geführten Schlauch aus, der außerhalb des Gesichtsfelds bleibt und beim Schlafen nicht im Weg ist.



QuietAir vent-Ausatemöffnung
Durch sanfte Diffusion der ausgeatmeten Luft werden Geräusche minimiert.²

Diese flüsterleise Ausatemöffnung aus Maschengewebe mit einer Geräuschemission von nur 21 dBA³ sorgt für erholsame Ruhe im Schlafzimmer.



Die Doppelwandtechnologie der Nasenpolster bietet mehr Komfort bei gleichzeitig zuverlässiger Abdichtung.²

Mehr Nähe zu Ihrem Partner

Genießen Sie die Nähe zu Ihrem Partner – mit der P30i steht auch einem Gute-Nacht-Kuss nichts im Weg. Für eine erholsame Schlaferfahrung zu zweit sorgt das P30i Nasenpolsterkissen mit integrierter QuietAir™-Ausatemöffnung, die die ausgeatmete Luft flüsterleise verteilt.



- 1 **Der nach oben geführte Schlauch** ermöglicht das Schlafen in einer beliebigen Position.
- 2 **Der sich nahezu selbst anpassende Maskenrahmen** gewährleistet einen stabilen, zuverlässigen Sitz.^{1,2}
- 3 **Das minimalistische Design** lässt das Gesichtsfeld frei für eine unbeschwertere Kommunikation.
- 4 **Das P30i Nasenpolsterkissen mit QuietAir-Ausatemöffnung** sorgt für eine erholsame Schlafumgebung.

Sie haben die Wahl

Dank praktischem modularem System können Sie denselben komfortablen Maskenrahmen mit nach oben geführtem Schlauch und Kopfband entweder mit einem N30i Nasenflügelkissen oder einem P30i Nasenpolsterkissen verwenden. Und wenn Sie es sich anders überlegen, können Sie die Maskenkissen, wie auch die Kissengröße im Handumdrehen austauschen.



AirFit™ N30i

- 5 **Das N30i Nasenflügelkissen** deckt weniger vom Gesicht ab und sitzt diskret unter Ihrer Nase, nicht in ihr.