

LÖWOSAN

Ihr bewährter Spezialreiniger für Masken,
Schläuche und Zubehör

- hygienische Sauberkeit und angenehme Frische
- ergiebig und zitronenfrisch
- zur Vorbeugung bakterieller Entstehung



Frische:

Das wirksame und ergiebige Spezialreinigungsmittel LÖWOSAN entfernt effektiv Eiweiß sowie Kondensat bei allen thermoplastischen Kunststoffen und ist ebenfalls für Silikon geeignet. Die Formel riecht angenehm zitronig, hinterlässt jedoch nach der Anwendung eine geruchsneutrale Frische.

Rezeptur:

Bei der Rezeptur wurde besonderer Wert auf eine milde Zusammensetzung der einzelnen Inhaltsstoffe bei unverändert sehr guter Reinigungsleistung gelegt. LÖWOSAN ist konform mit allen geltenden gesetzlichen Auflagen für Wasch- und Reinigungsmittel. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Verpackung:

Die transparente 250ml HDPE Flasche verfügt über eine praktische Verschlusskappe, welche als Dosierhilfe für eine besonders sichere und einfache Handhabung sorgt.

Anwendung:

Entsprechend der Dosierempfehlung angewendet, reichen 250 ml LÖWOSAN ca. 25 Reinigungsvorgänge.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
5001771m	LÖWOSAN	250 ml



WILAMED GmbH
Medizinische Geräte und Zubehör
Aurachhöhe 5-7, D-91126 Kammerstein
Telefon: (0 91 78) 99 69 99 - 0, Fax: (0 91 78) 99 67 78
E-Mail: info@wilamed.de, wilamed.de

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

Diese Angaben sind nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse. Für Druckfehler keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.



loewensteinmedical.com

Made in
Germany

Menschen im Mittelpunkt