



Kompressor-Verneblersystem

- Tischgerät für den Heimgebrauch
- Therapie in 6 bis 8 Minuten*
- *bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol
- Vernebler-Set inbegriffen

HH1300/00

Vernebler-Therapie, auf die Verlass ist

Für eine konsistente Behandlung

InnoSpire Elegance bietet eine schnelle, effiziente und zuverlässige Aerosol-Wirkstoffabgabe zur Dauerbehandlung im Krankenhaus und zu Hause.

Produktübersicht

Kurze Behandlungszeiten

- Therapie erfolgt in 6 bis 8 Minuten*

Elegantes, robustes Design

- Robustes Design und Zuverlässigkeit

Bewährte SideStream Technologie

- Bewährte Vernebler-Technologie

Für die Verwendung im Krankenhaus und zu Hause

- Für eine dauerhafte Verwendung
- Kompatibel mit gängigen verschreibungspflichtigen Vernebler-Medikamenten

PHILIPS

Besonderheiten

Für den Gebrauch zu Hause



Robust genug für eine dauerhafte Verwendung sowohl in einer Klinikumgebung als auch zu Hause. InnoSpire Elegance bietet eine kontinuierliche und verlässliche Vernebler-Therapie.

Leistung und Eleganz in einem



Ein Design, das sich Ihrem Lifestyle anpasst und gleichzeitig einer häufigen Nutzung standhält. Sie können sich sicher sein, dass Sie während der Lebensdauer des Verneblers ein hochwertiges Aerosol erhalten.

Bewährte Vernebler-Technologie



Verkürzte Behandlungszeiten – Unser SideStream Vernebler wurde speziell entwickelt, um Ihre Behandlungszeiten so kurz wie möglich zu halten. Wenn der InnoSpire Elegance Luft durch das Röhrchen drückt, wird zusätzliche Luft durch die Oberseite des Verneblers eingesogen, um ein schnelles Einatmen der Aerosol-Medikamente zu ermöglichen. Eine Behandlung kann innerhalb von nur 6 Minuten erfolgen.* Konsistente Bereitstellung einer hochwertigen Aerosoltherapie – SideStream wurde für die häufige Verwendung entwickelt und wird Ihnen das Vernebler-Medikament so lange effizient verabreichen, bis es Zeit ist, ihn auszutauschen.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Design

Kompakt Wiegt nur 1,5 kg

Parameter für den Betrieb

Elektrische Nennwerte/Leistung 120 V/60 Hz, 1,7 A
Max. Flussrate 9,4 l/min
Höchstdruck 3 bar
Betriebsart Dauerbetrieb
Betriebsflussrate 7 l/min bei 0,7 bar

Leistungsdaten

MMAD 2,9 µm
Feinpartikelfraktion 77% unter 5 µm

Behandlungszeit



In Kombination mit dem SideStream Vernebler bietet InnoSpire Elegance eine schnelle Wirkstoffabgabe und kurze Behandlungszeiten.

Vielfältigkeit



Kann die verschiedensten Medikamente vernebeln, die regelmäßig mit Verneblern verwendet werden, um verschiedene Atemwegserkrankungen zu behandeln.

Verneblungskapazität 8 ml

Produktangaben

Gewicht 1,5 kg
Größe 165 x 165 x 108 mm
Geräuschpegel 58 ±3 dBA
Behandlungszeit (6 bis 8 Minuten*) *bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol

Service

Gewährleistung 5 Jahre

* *bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol



Ausstellungsdatum
2018, März 8
Version: 6.1.1
EAN: 383730999739

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com