

Quattro™ Air ... Schlafen leicht gemacht!



Die neue leichte Full Face Maske **Quattro Air** von ResMed baut auf der bewährten Qualität und Zuverlässigkeit der Mirage Quattro™ auf. Sie bietet verbesserten Komfort und leichtere Handhabung und ist außerdem 45% leichter* als das Vorgängermodell Mirage Quattro.

Quattro Air Vorteile

Basiert auf den Stärken von Mirage Quattro

Quattro Air bietet Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Die Maske ist schlanker, leichter und unauffälliger.

Schneller und einfache Handhabung

Die Quattro Air besteht aus nur vier Einzelteilen – weit weniger als die meisten bisherigen Full Face Masken. Die Handhabung ist schnell erklärt und leicht zu erlernen – die Grundlage für eine höhere Compliance.

Verbesserte Anwenderfreundlichkeit

Trotz vereinfachtem Design bietet Quattro Air verbesserten Komfort und Sitz. Ein großes Plus für die alltägliche Anwendung.

Leicht und unauffällig

Quattro Air ist leichter und unauffälliger als andere Full Face Masken.

Intuitiv und unkompliziert

Die Verwendung der Quattro Air ist ausgesprochen unkompliziert. Sie lässt sich schnell und einfach reinigen und wieder zusammenbauen.

Fester, stabiler Sitz

Die moderne flexible Stirnstütze im Flügel-Design ist komfortabel und bietet leckagesicheren Sitz.

Leiser Betrieb

Die kreisförmige Ausatemöffnung verteilt den Atemfluss sanft und leise und sorgt mit nur 28 dB(A)** für eine äußerst angenehme Therapie.



Quattro™ Air
Quattro™ Air for Her
FULL FACE MASKE

* Die Quattro Air Medium ist um 45% leichter als die Mirage Quattro Medium.

** Angegebene Zweizahl-Geräuschemissionswerte (mit einer Messtoleranz von 3 dB(A)) gemäß ISO 4871:1996

Noch mehr Komfort ...

Dank einer Vielzahl von Design-Verbesserungen ist Quattro Air leichter, schlanker und noch komfortabler als Mirage Quattro.

Bestehend aus nur vier Teilen, ist Quattro Air sehr einfach in der Handhabung. Dies erleichtert den täglichen Umgang und die bequeme, zuverlässige Anwendung.

SoftTouch Kopfband

hochwertiger Stoff mit Rollsaum, der Druckstellen minimiert und angenehm zu tragen ist



Verbesserter Tragekomfort

verringert die Möglichkeit von Hautreizungen im empfindlichen Nasenrückenbereich

Zirkuläre Ausatemöffnung

verteilt die Luft und sorgt so für eine äußerst leise Therapie für Anwender und Partner

Kniestück mit beidseitigen Laschen

schnelleres und vereinfachtes Anlegen und Abnehmen


Flügeldesign Stirnstütze
dynamische Anpassung, liegt leicht auf dem Gesicht

Doppelwandiges Maskenkissen mit Luftfedertechnologie
hervorragende Abdichtung bei noch besserem Tragekomfort

Kopfbandausnahme
vereinfachtes Anlegen, verbesserte Anwenderfreundlichkeit

Artikelnummern

Quattro Air Maskensystem Small	62705
Quattro Air Maskensystem Medium	62706
Quattro Air Maskensystem Large	62707
Quattro Air for Her Maskensystem Extra Small	62743
Quattro Air for Her Maskensystem Small	62744
Quattro Air for Her Maskensystem Medium	62745



Quattro™ Air
Quattro™ Air for Her
FULL FACE MASKE

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Quattro Air Full Face Maske.

Vertrieb durch: ResMed GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 16, 82152 Martinsried, Tel 089 9901-00, Fax 089 9901-1055, E-Mail reception@resmed.de