


Hb0-2000

Fingerpulsoximeter

*“Klein,
leicht &
zuverlässig”*



Drive DeVilbiss Healthcare präsentiert das
Hb0-2000 Fingerpulsoximeter.

www.devilbisshc.com

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Das Hb0-2000 Fingerpulsoximeter wurde eigens für eine regelmäßige, nicht-invasive Ermittlung der Sauerstoffsättigung sowie der Pulsfrequenz des Patienten konzipiert. Trageband, Batterien und Gebrauchsanleitung sind im Lieferumfang enthalten und das Hb0-2000 somit sofort einsetzbar.

Oximeter Display Funktionen


Batteriestatus

%SpO₂

Pulsfrequenz

Pulsfrequenz-
Balken

Plethysmographische
Kurvenform



Sechs unterschiedliche Ansichten einstellbar



Produktmerkmale

Die Displayansicht des Hb0-2000 kann an sechs unterschiedliche Ansichtsperspektiven angepasst werden. Einstellbare Alarmerlauben eine visuelle Anzeige bei erhöhten oder zu niedrigen SpO₂- und Pulsfrequenzwerten.

Angezeigte Werte

SpO₂
Pulsfrequenz und Pulsfrequenzbalken
Plethysmographische Kurvenform
Batteriestatus

www.devilbisshc.de

Technische Daten

Display	OLED
Abmessungen	57 mm x 31.5 mm x 30.5 mm
SpO ₂	Messbereich: 35%-100% Genauigkeit: 70%-99% ±3%
Pulsfrequenz	Messbereich: 30-250 BPM Genauigkeit: 30-250 BPM ±2%
Stromversorgung	2 x 1.5 V AAA Batterien (20 Betriebsstunden)

Kontakt

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 / 1 78 98-0
Fax.: +49 (0) 621 / 1 78 98-220
Email: kontakt@devilbisshc.com

CE 0123

40/16-V01-NL-000961007