

PHILIPS

Aerosoltherapie



Was können die Vernebler?

Die Kompressorvernebler ermöglichen eine rasche und effiziente Aerosol-Medikamentenabgabe in der Klinik oder zu Hause. In Kombination mit unserer bewährten SideStream-Vernebler-Technologie produziert jedes Gerät ein konstant hochqualitatives Aerosol.

Für die praktische Anwendung unterwegs gibt es die leichte und leise Lösung des Mesh-Verneblers InnoSpire Go. Dabei wird die gleiche Technologie wie in Krankenhäusern auf der ganzen Welt verwendet, um kurze Behandlungszeiten zu bieten.

Kompressor-Vernebler

Mesh-Vernebler



InnoSpire Elegance

Kurze Behandlungszeiten von 6–8 Minuten. Geeignet für eine Daueranwendung im Krankenhaus oder zu Hause.

InnoSpire Deluxe

Internes Fach für mehr Komfort und integrierter Griff für einen einfachen Transport. Geeignet für eine Daueranwendung im Krankenhaus oder zu Hause.

Sami, der Seehund

Kinderfreundliches Design zur Therapieerleichterung. Einschließlich der Gesichtsmaske „Tucker, die Schildkröte“ und Tragetasche.

InnoSpire Go

Schnell, wirksam und einfach in der Handhabung. Die Medikamentenabgabe erfolgt innerhalb von nur 4 Minuten. Der aufladbare Akku hält für 30 Anwendungen.

	InnoSpire Elegance	InnoSpire Deluxe	Sami, der Seehund	InnoSpire Go
Feinpartikelfraktion (% Partikel kleiner als 5 µm) und MMAD (durchschnittliche Teilchengröße)	77 % 2,9 µm	77 % 2,9 µm	75 % 2,78 µm	64,4 % 3,99 µm
Durchschnittliche Behandlungsdauer für 2,5 ml Salbutamol	6–8 Min.	4 Min.	6–8 Min.	4 Min.
Geeignet für Kinder und Erwachsene	Ja	Ja	Ja	Ja
Für Reisen/tragbar	Nein	Nein	Nein	Ja
Netzanschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Akkubetrieb	Nein	Nein	Nein	Ja
Gewicht	1,5 kg	2,2 kg	1,5 kg	111 g
Lieferumfang	Wiederverwendbarer SideStream-Vernebler Maske für Erwachsene Maske für Kinder Mundstück Druckluftschlauch 4 Ersatzfilter Tragetasche Gebrauchsanweisung	Wiederverwendbarer SideStream-Vernebler Maske für Erwachsene Maske für Kinder Druckluftschlauch Mundstück 4 Ersatzfilter Gebrauchsanweisung	Wiederverwendbarer SideStream-Vernebler „Tucker, die Schildkröte“ – Maske für Kinder Mundstück Druckluftschlauch 4 Ersatzfilter Tragetasche Gebrauchsanweisung	Netzteil LiteTouch-Maske Gr. M (1 - 5 Jahre) Maskenadapter Tragetasche Kurzanleitung Gebrauchsanweisung
Gerätegarantie	Ja	Ja	Ja	Ja